

# Rullstolar och resor med Specialfordon (färdtjänstbuss)

## Mått

För att säkerställa både hög trafiksäkerhet och god samplanering så behövs kunskap om rullstolens mått vid bokningstillfället av en resa med Specialfordon. Därför har rullstolsmodeller delats in i fem olika klasser, så kallad Svensk Kollektivtrafikklassning. Klassningen bygger på längd, bredd, vikt och rullstolens vändradie. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker.

### Mått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ▼

Rullstolsmodell:	
Totallängd:	mm
Totalbredd (mätt på bredaste ställe):	mm
Vikt (stol + resenär):	kg
Vändradie (gäller endast elrullstol):	
Fästpunkter: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Är de markerade?: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
*Svensk Kollektivtrafikklass:	

Utifrån de mått din rullstol har kan du ange den Svensk Kollektivtrafikklass din rullstol tillhör enligt nedanstående tabell.

\*Svensk Kollektivtrafiks rullstolsklassning vid resa i specialfordon

Storlek (cm)	Vikt (kg)	Vändradie (cm)	SLTF Klass
130x75	<50	<100	1
130x75	<100	<130	2
150x85	<200	<150	3
150x85	>200	<150	4
150x85	>200	>150	5

Rampen in till bussen har en lutning på maximalt 15 %.

\* Svensk Kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation.

## Fasthållning

Vid resa i Specialfordon ska rullstolen alltid spännas fast. Föraren hjälper dig med att spänna fast din rullstol. Fråga din förskrivare om det är svårt att hitta fästpunkterna på din rullstol. Kontrollera detta före din resa. Bälten till passagerare ska användas.



Exempel på rullstolsplats i ett Specialfordon

Rapporten "Rullstolar i kollektivtrafiken, individ- och samhällsperspektiv" finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitutets webbplats [www.hi.se/kollektivtrafik](http://www.hi.se/kollektivtrafik)  
Version 080908 Best nr 08356